

Pastilhas Cleanpill Veggies & Fruits

Data de revisão	Edição	Referência
16/12/2019	02	PTV&FSP

1. APRESENTAÇÃO



Vegetais, frutas e legumes são expostos a parasitas e bactérias na terra que podem causar sérios problemas de saúde. Dissolvendo uma pílula em uma tigela com água e deixando as frutas e legumes 5 minutos de descanso, garantimos a higiene ideal antes do consumo.

2. INSTRUÇÕES

Adicione uma pílula para cada litro de água. Para uma quantidade maior de água, use a quantidade proporcional. E deixe agir por 5 minutos.

Restos sólidos podem permanecer a partir da dissolução. Prosseguir com o processo.

Coloque as frutas e legumes na água. Desde o primeiro minuto, tem uma ação antibacteriana sobre os germes mais comuns (Enterobactérias, Escherichia coli, Salmonella, Listeria Mocytoenes, Vírus da Poliomielite, Giardia Lambia Quiste).

Após 5 minutos, lave-os e eles estarão prontos para servir, mantendo seu sabor natural e cheiro.

3. BENEFÍCIOS DO PRODUTO

Trata-se de um produto de garantia:

- Embalagem 100% reciclável.
- A sua eficácia está comprovada pelos testes mais rigorosos e as análises foram realizados em laboratórios externos que garantem a sua qualidade e o respeito pelo meio ambiente, as suas características técnicas e a sua duração
- Produto fabricado em Espanha.
- Ideal para um armazenamento sem risco de acidente.
- Fácil manuseio e dosagem.
- Uma pílula por uso.

Pastilhas Cleanpill Veggies & Fruits

Data de revisão	Edição	Referência
16/12/2019	02	PTV&FSP

4. PROPIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Forma	Pastilha
Peso	5 g
Cor	Branca
Odor	Não aplicável
Composição	Dichlore 55 e produto efervescente
Temperatura de decomposição	>40°C
Tempo de dissolução em 1 litro de água (temperatura ambiente)	< 1 minuto
Aspecto na dissolução	Translúcido branco
Solubilidade na água	Solúvel
pH puro	0,3-1
pH Solução aquosa	6-7 a un 1%
Rendimento	Um comprimido por 1 litro de água: 60 ppm

5. FORMATOS

5 g / Branco / Monocamada
Caixa de 8 pastilhas - 40 g. - Ref. PTV&FSP8
Caixa de 32 uds – 160 g.- Ref. PTV&FSP3
Caixa de 100 uds - 500 g.- Ref. PTV&FSP2
Caixa de 200 uds – 1000 g.- Ref. PTV&FSP1

6. APLICACÕES

